

Федеральное Агентство по Образованию
**ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(ТУСУР)**

Кафедра физики

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой физики

Профессор _____ Е.М. Окс

_____ 2007г.

Физика

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА

Руководство
к компьютеризованной лабораторной работе по физике

Разработчик:
профессор каф. физики

В.А. Бурдовицин

1 Введение

Целью настоящей работы является изучение явления теплопроводности, установление основных закономерностей этого явления и определение коэффициента теплопроводности воздуха.

2 Краткая теория

Рассмотрим газ, заключенный между двумя поверхностями, имеющими температуры T_1 и T_2 . Если эти температуры поддерживаются постоянными, то через газ устанавливается стационарный поток теплоты. Для простоты, чтобы рассмотреть одномерную задачу, поместим газ между двумя параллельными плоскостями (Рис.2.1) и ось X направим перпендикулярно к этим плоскостям. Тогда вдоль оси X будет градиент температуры $\frac{dT}{dx}$.




Рисунок 2.1- Схема рассмотрения явления теплопроводности.

Вдоль осей Y и Z , расположенным параллельно к ограничивающим газ поверхностям, температура не меняется. Рассмотрим поток теплоты через площадку $dS = dydz$, помещенную перпендикулярно к оси X . Согласно закону Фурье, количество теплоты δQ , перенесенное через площадку dS за время dt , равно

$$\delta Q = -\chi \frac{dT}{dx} dS dt. \quad (2.1)$$

Здесь χ - коэффициент теплопроводности, определяемый как сортом газа, так и условиями: давлением, температурой.

Выражение для δQ слегка изменяется, если рассмотреть вместо плоской цилиндрическую конфигурацию. Пусть источником тепла служит цилиндр радиуса R_1 и длины l много большей радиуса (Рис. 2.2). В этом случае поток тепла через цилиндрическую поверхность единичной длины и радиуса r ($R_1 < r < R_2$) равен

$$\frac{\delta Q}{dt} = -\chi \frac{dT}{dr} 2\pi r l \quad (2.2)$$

Введя обозначение $P = \frac{\delta Q}{dt}$, перепишем (2.2)

$$P = -\chi \frac{dT}{dr} 2\pi r l \quad (2.3)$$

Полагая теперь, что приемником тепла является цилиндрическая поверхность радиуса R_2 , а температуры внутреннего и внешнего цилиндров равны, соответственно, T_1 и T_2 , можно проинтегрировать (2.3) по r в пределах от R_1 до R_2 . В результате интегрирования получим




Рисунок 2.2- Рассмотрение теплопроводности в цилиндрической конфигурации.

$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \chi \frac{2\pi l}{P} (T_1 - T_2) \quad (2.4)$$

Отсюда может быть получено выражение:

$$(T_1 - T_2) = \frac{1}{\chi} \frac{P}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1}. \quad (2.5)$$

Выражение (2.5) следует рассматривать как рабочую формулу для выполнения настоящей лабораторной работы.

3 Задание

Реализовать в эксперименте состояние баланса между теплом, выделяющимся в накаливаемой нити и теплом, передающимся за счет теплопроводности воздуха от накаливаемой нити внешнему цилиндру. По результатам эксперимента убедиться в наличии линейной зависимости между выделяемой мощностью и разностью температур нити и цилиндра, рассчитать коэффициент теплопроводности воздуха.

4 Описание экспериментальной установки.

Установка для проведения экспериментов представляет собой настольный блок, внешний вид которого схематически представлен на рис. 4.1. На горизонтальной панели расположены органы управления, на вертикальной – контрольно-измерительные приборы. К органам управления относятся: выключатель 1 «Сеть»; рукоятки 2, 3 «Давление», «Реверс» управления электроприводом (в данной работе не используются); кнопки 4 выбора лабораторной работы, рукоятки 5 «Накал лампы», 6 «Напряжение анода», 7 «Нагрев нити»; переключатели 8, 9 режимов работы измерительных приборов 10, 11. Лампочки 12 служат для индикации выбранной лабораторной работы. Цилиндр 13 с нитью, используемый в настоящей работе, находится под оргстеклом в передней части установки. Электрическая схема узла, предназначенного для проведения эксперимента, показана на рис. 4.2.




Рисунок 4.1 – Внешний вид лабораторной установки.




Рисунок 4.2 - Электрическая схема рабочего узла

Основные элементы схемы взаимодействуют следующим образом. Трансформатор T выдает напряжение порядка 1 В на диодный мост D . Выпрямленное напряжение поступает на нить накала, расположенную на оси приемного цилиндра \mathcal{C} . Ток накала и напряжение на нити измеряются амперметром A и вольтметром V , соответственно. Функции вольтметра и амперметра в установке выполняет один прибор 11 PA2, который измеряет напряжение в положении 1 переключателя 8 и ток – в положении 2. Температуры нити и цилиндра измеряются термопарами $ТП$ (медь – константан), подключенными к милливольтметрам mV . Функции милливольтметров выполняет цифровой прибор 10 PA1, который подсоединяется к термопаре ТП1 (нить) в положении 2 переключателя 9 и к термопаре ТП2 (цилиндр) в положении 1. Переменный резистор R , управляемый рукояткой 7 «Нагрев нити», служит для регулировки тока нагрева нити.

5 Порядок выполнения работы.

5.1 Убедиться, что все органы управления находятся в исходном состоянии: выключатель 1 и кнопки 4 (Рис. 4.1) выключены.

5.2 Вставить штепсель в розетку и включить установку выключателем 1. При этом должна загореться сигнальная лампочка, расположенная рядом с выключателем.

- 5.3 С помощью одной из кнопок 4 включить работу «Теплопроводность воздуха». О включении свидетельствует одна из лампочек 12.
- 5.4 Вращая рукоятку «Нагрев нити» против часовой стрелки, установить минимальный ток через нить накала. Выждать 2 – 3 минуты и занести значения тока I , напряжения U с прибора 11 (рис.4.1) и показания термопар E_1 , E_2 с прибора 10 в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 Результаты измерений.

№ измерения	U , В	I , А	P , Вт	E_1 , мВ	E_2 , мВ	T_1 , °С	T_2 , °С	T_1-T_2 , °С	Примеч.
1									$\ln(R_2/R_1)=$
2									

Примечание. Если эксперимент проводится на установке, сопряженной с компьютером, то значения тока, напряжения, э.д.с. считываются из соответствующих окон на экране монитора. При выполнении работы следовать инструкциям, приведенным в разделе 6.

- 5.5 Повторить пункт 5.4 для 7 - 8 значений тока нагрева нити, постепенно увеличивая его.
- 5.6 Пользуясь градуировочной кривой (рис. 5.1), вычислить температуры T_1 и T_2 по измеренным E_1 , E_2 и занести полученные значения в таблицу 5.1. Вместо градуировочной кривой можно использовать формулу

$$T = 20,7 + 47 E - 0,27 E^2, \quad (5.1)$$

где T в градусах Цельсия, E – соответствующая термо-э.д.с. в мВ.




Рисунок 5.1 - Градуировочная кривая термопары медь – константан. Опорная температура 20° С.

- 5.7 По измеренным значениям I , U рассчитать мощность P и занести значения в соответствующие ячейки Табл. 5.1.
- 5.8 Используя геометрические параметры $R_1 = 0,6$ мм, $R_2 = 9$ мм, $l = 120$ мм, рассчитать

$\ln \frac{R_2}{R_1}$ и также занести в таблицу.

- 5.9 Нанести измеренные и рассчитанные величины на график в координатах $(T_1 - T_2), P$.
- 5.10 Рассчитать погрешности и нанести на график доверительные интервалы. Провести прямую в пределах доверительных интервалов.
- 5.11 По наклону прямой вычислить угловой коэффициент и рассчитать коэффициент теплопроводности воздуха и его погрешность.
- 5.12 Сравнить полученное значение с табличным $(0,0257 \text{ Вт/м} \cdot \text{град})$ и сделать выводы по работе.

6 Порядок выполнения работы на установке, сопряженной с компьютером.

- 6.1 Включить компьютер.
- 6.2 Войти в среду «Лаборатория», для чего нажать комбинацию клавиш Cntrl-Alt-Del, ввести имя пользователя "student", нажать "ОК". На экране высветится меню.
- 6.3 Установить указатель мыши на значок «Лаборатория» и нажать дважды на левую кнопку мыши. При этом открывается меню с перечнем работ.
- 6.4 Выбрать строку с названием работы и щелкнуть мышью. На экране появится стенд с окнами, в которых отображаются измеряемые величины, таблица и график.
- 6.5 Включить питание лабораторной установки кнопкой 1 «Сеть» (Рис. 4.1). При этом загорится сигнальная лампочка, расположенная рядом с кнопкой 1. Одной из кнопок 4 включить работу «Теплопроводность воздуха», после чего загорится одна из сигнальных лампочек 12, и в окнах стенда $U_n, I_n, P_n, TЭДС_{нити}, TЭДС_{цил}$ появятся соответствующие величины.
- 6.6 Вращая рукоятку 7 «Нагрев нити» против часовой стрелки, установить минимальный ток через нить накала. Выждать 2 – 3 минуты, убедиться, что цифры в окнах $U_n, I_n, P_n, TЭДС_{нити}, TЭДС_{цил}$ не изменяются и зафиксировать показания, нажав мышью кнопку «Зафиксировать». Вычислить температуры нити T_n и цилиндра $T_{ц}$, пользуясь градуировочным графиком (Рис. 4.5), либо формулой (5.1). Использование формулы предпочтительнее, поскольку позволяет повысить точность вычислений. Использование программы EXCEL делает эту процедуру простой и не утомительной. Найденные значения температур следует занести в соответствующие окна стенда. После этого нажатием кнопки «Добавить результат» записать значения температур и мощности в таблицу на стенде.
- 6.7 Повторить пункт 6.6 для 7 - 8 значений тока нагрева нити, постепенно увеличивая его. Рекомендуется использовать интервал изменения напряжения 0,25 В. Появляющиеся в правой части стенда графики позволяют оценить качество проведенных измерений. Экспериментальные точки должны укладываться на плавные кривые. Причем кривая T_n должна быть расположена выше кривой $T_{ц}$. Наличие резко выпадающих точек означает промахи измерений. Эти точки следует удалить, выделив мышью соответствующую строку таблицы и нажав кнопку «Удалить результат».
- 6.8 Для проведения вычислений можно воспользоваться программой EXCEL. Для этого следует нажать мышью кнопку «Копировать данные в буфер», расположенную в верхней левой части экрана. Запустить EXCEL и вставить данные из буфера.
- 6.9 По завершении работы следует установить минимальный ток накала лампы и выключить установку кнопками 4 и 1 (Рис. 2.3), последовательно. Затем выйти из среды «Лаборатория», закрыв ее мышью, и выйти из системы, нажав последовательно «Пуск» и «Выход из системы».

Изучение теплопроводности воздуха

$U_{п}, В$ $I_{п}, А$ $P_{п}, Вт$

ТЭДС нити, мВ $T_{п}, ^\circ C$

ТЭДС цил, мВ $T_{ц}, ^\circ C$

$T_{п}, ^\circ C$	$T_{ц}, ^\circ C$	$P_{п}, Вт$

Зависимость температуры от мощности

Рисунок 6.1 – Стенд на экране монитора

6.10 Перенести результаты измерений в таблицу 5.1 в рабочей тетради и произвести обработку в соответствии с пп. 5.8 – 5.12.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

7.1 Какова цель работы?

7.2 В чем состоит суть явления теплопроводности?

7.3 Физический смысл и размерность коэффициента теплопроводности.

7.4 Зависимость коэффициента теплопроводности от параметров газа.

7.5 Закон Фурье. Его физическое толкование.

7.6 Как экспериментально определяется коэффициент теплопроводности?

7.7 О чем свидетельствует линейность графика в координатах $(T_1 - T_2)$, P и, наоборот, как может быть истолковано отклонение экспериментальных точек от прямой.

7.8 В чем преимущество использования линеаризованного графика для определения коэффициента теплопроводности?

7.9 В чем отличие теплопроводности как механизма передачи тепла от конвекции.

7.10 Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения возможности использования приведенных в разделе 2 модельных представлений?

7.11 Какие погрешности могут возникнуть при отклонении экспериментальной ситуации от модели?